



Espaldera alta con faja lumbar

CODIGO DE PRODUCTO: E026-A

FINALIDAD

Alivia tensiones y malestares del sacro/dorso lumbar.

USOS GENERALES

Cifosis dorsal e hiperlordosis lumbar, antepulsión excesiva de hombros, hernias discales lumbares. Alivia tensiones y malestares del sacro/dorso lumbar. Sostén y corrector postural. Se recomienda la utilización por encima de una prenda de algodón en periodos fraccionados.

INDICACIONES

Patologías que presentan cifosis dorsal e hiperlordosis lumbar, antepulsión excesiva de hombros, o aquellas que generen dolor cervico dorsolumbar e impiden una adecuada expansión torácica. Hernias discales y lumbalgias. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Cifosis dorsales e hiperlordosis lumbares irreductibles o que requieran tratamiento quirúrgico.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Laceración de la región axilar por rozamiento debido a uso excesivo o inadecuado. Alergia a alguno de los componentes del producto.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 52% - goma 29% - nylon 19%.

Incluye cuatro varillas maleables según la necesidad de uso.

Posee una sobrecorrea de sujeción abdominal.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia de la cintura a la altura del ombligo

UNISEX

TALLE

CINTURA

1	65 cm hasta 80 cm
2	75 cm hasta 100 cm
3	95 cm hasta 115 cm
4	110 cm hasta 130 cm
5	125 cm hasta 140 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.



2. Cerrar el abrojo en el medio del abdomen.



3. Las varillas de aluminio deben quedar centradas en la espalda, malearlas en caso de ser necesario



4. Pasar los tiradores por encima de los hombros y luego por debajo de las axilas.




5. Cerrar sus abrojos cruzando en cruz para erguir los hombros.



6. Ajustar la sobre banda de sujeción lumbar.



ortopedialatino



D.E.M.A. Respalda tus movimientos



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contamos tu experiencia:

11 3219-9666

latinoamericaortopedia@gmail.com

www.mutualacila.org

[ortopedialatino](https://www.instagram.com/ortopedialatino)

anmat
Asociación Nacional de Instrumentos
Quirúrgicos y Tecnología Médica

