



Faja de trabajo

CODIGO DE PRODUCTO: F035-L

FINALIDAD

Asistencia a los tejidos y músculos abdominales. Contener, posturar y limitar parcialmente la movilidad de la columna lumbosacra, especialmente los movimientos de flexo extensión.

USOS GENERALES

Hernias discales, anterolistesis, retrolistesis, distensiones ligamentarias, esguinces, lumbalgias y contracturas. Recomendada para actividades cotidianas con el uso por encima de una prenda de algodón.

INDICACIONES

Patologías traumatológicas secundarias o sobre esfuerzos de área lumbosacra: hernias discales, anterolistesis o retrolistesis de los cuerpos vertebrales, distensiones ligamentarias, esguinces, traumatismos, lumbalgias mecánicas, a trabajos que impliquen el levantamiento de pesos o mantenimiento de posturas en flexión anterior de tronco por tiempo prolongado.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



CONTRAINDICACIONES

Patologías que requieran resolución quirúrgica inmediata, debilidad extrema de los músculos de la cincha abdominal y paravertebrales lumbares.

PRECAUCIONES

Debilidad muscular por uso excesivo e inactividad, reacciones dermatológicas por sudoración de la zona.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Poliéster 51% - goma 49%.

Incluye cuatro ballenas de contención.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN


Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, medí la circunferencia de tu cintura.

UNISEX

Altura 24 cm

TALLE

CINTURA

1	60 cm hasta 70 cm
2	70 cm hasta 100 cm
3	100 cm hasta 120 cm
4	120 cm hasta 140 cm
5	140 cm hasta 150 cm

INSTRUCCIONES DE USO



1. Ubicar la faja alrededor de la zona lumbar.



2. Posicionar las ballenas centradas en la espalda.



3. Prender el abrojo en el abdomen.



4. Ajustar los bretiles con los reguladores.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos



latinoamericaortopedia@gmail.com



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.



www.mutualacila.org



ortopedialatino

Estamos junto a vos,
contanos tu experiencia:



11 3219-9666

