



Bota walker

CODIGO DE PRODUCTO: WALKV

FINALIDAD

Inmovilizar totalmente la articulación del tobillo.

USOS GENERALES

Esguinces severos, fracturas, roturas ligamentosas y tendinosas, post quirúrgicos, lesiones del ciático poplíteo externo. Inmoviliza la región afectada. Alternativa para el yeso.

INDICACIONES

Patologías que requieran inmovilización total de la articulación del tobillo por lesión de las estructuras anatómicas. Esguinces severos, fracturas, roturas ligamentarias y tendinosas, post quirúrgicos. Patologías de nervio periférico que favorezcan la caída del antepié como la lesión del nervio ciático poplíteo externo. Si lo desea, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

Procesos fracturarios que requieran resolución quirúrgica. Alergia a alguno de los componentes del producto.

GARANTÍA

Deberá tener en cuenta todas las instrucciones del manual. La garantía se anula en caso no previsto y es válida para fallas en los procesos de fabricación, hasta 30 días posteriores a la compra junto al comprobante de adquisición.



PRECAUCIONES

Hipotrofia muscular por uso prolongado y excesivo, lesiones de piel por fricción.

CUIDADOS



No planchar.



Lavar con agua fría.



Secar a la sombra.



Evitar contacto con cremas, detergentes, solventes y/o derivados del petróleo.



CONFECCIÓN Y COMPOSICIÓN

Plástico de 5 ½ mm.

Incluye una funda interna acolchada, suela reforzada antideslizante y cierre en cinco abrojos de sujeción.

Contiene 1 unidad.



CONSERVACIÓN

Por favor guarde el producto en un lugar seco y protegido del sol.



ELIMINACIÓN

Este producto puede eliminarse junto con la basura doméstica.

MEDIDAS



Para conocer tu talla, debes conocer tu número de calzado.

UNISEX | IZQUIERDO Y DERECHO

Altura 40 cm

TALLE	SUELA	Nº CALZADO
1	20 cm	34/35
2	23 cm	36/37
3	24 cm	38/39
4	25 cm	40/42
5	28 cm	43/44
6	29 cm	45/46

INSTRUCCIONES DE USO



1. Posicionar la funda interior en el pie.



2. Cerrar los abrojos.



3. Ubicar el talón y verificar que calce correctamente.



4. Ajustar las tiras con los abrojos.



5. Al andar apoyar el talón y girar el pie a 45°.



D.E.M.A. Respalda tus movimientos



Escanea el código QR si necesitas saber cómo usar correctamente tu producto.

Estamos junto a vos, contanos tu experiencia:

11 3219-9666

latinoamericaortopedia@gmail.com

www.mutualacila.org

[ortopedialatino](https://www.instagram.com/ortopedialatino)

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

